

ZALECENIA DLA PACJENTÓW UŻYTKUJĄCYCH RUCHOME APARATY ORTODONTYCZNE

- Aparat należy zakładać i zdejmować zgodnie z instruktażem
- Aparat należy zakładać na umyte zęby
- Aparat powinien być noszony całą noc i możliwie najwięcej godzin w ciągu dnia
- Noszenie tylko w nocy nie wywoła efektu leczniczego
- Nie zaleca się noszenia aparatu na zajęcia sportowe
- Poza ustami aparat powinien być przechowywany w specjalnym pudełku
- Należy pamiętać, aby przed włożeniem aparatu do pudełka umyć go
- Aparat można myć pastą do zębów, mydłem, lub płynem do naczyń
- Raz na tydzień należy oliwić śruby aparatu olejem jadalnym
- Aparat należy raz na tydzień dezynfekować w roztworze wody utlenionej
- Raz na miesiąc aparat można myć w preparatach do protez jak np. Corega.
- Nie moczyć aparatu we wrzątku!
- Należy chronić aparat przed zwierzętami domowymi